


CASO DI STUDIO

Applicazione di microScaniX al dipinto della metà del XIX secolo di Jules Breton.

- Tubo radiogeno impostato a 30 kV e 100 μ A (3 W)
- 200 μ m e 0,5 s per punto
- 132 secondi per riga (50 mm di larghezza)
- 183 linee (36,6 mm di altezza)
- tempo totale <7 ore
- 15.000 cps su SDD da 70 mm²



Immagini per gentile concessione del Dr. P. Walter, LAMS (Università della Sorbona-CNRS).